

1622019 - ECG elektroden - short term - solid - adult - 42x45 mm - 30x50 st



Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622019
Radio opaque	Nee
	Nee
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Gelsoort	Solid gel
Materiaal drukknop aansluiting	Inox
Shelflife	3 jaar
Toepassing	Short-term monitoring
Doelgroep	Volwassenen
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Maat	42 x 45 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos