

1549914 - Aspiratietoestel New Askir 30 met Flovac liner 1L - 1 st



Beschrijving

New Askir 30 van **Ca-Mi** met Flovac liner 1L is een elektrische afzuigunit bureautype met een vloeistofopvangpot met overloopventielsysteem, 6x10 silicone tubes (autoclaveerbaar) + conische antibacteriële connector 8-9-10 mm en een hydrofobe filter voor (single-patient) CH20 canule netsnoer met Schuko-stekker.

Geschikt voor nasale, orale en endotracheale aspiratie van lichaamsvloeistoffen zoals slijm of catarre voor kinderen en volwassenen. Geïndiceerd voor patiënten die een tracheotomie hebben ondergaan of kleine chirurgische toepassingen en postoperatieve therapie in de thuiszorg, de hoofdunit is voorzien van een vacuümmeter (mmHg en kPa) en vacuümregelaar. Voldoet aan 'voor gebruik in de thuisomgeving' en heeft een beschermingsgraad IP21, - classificatie. Wordt aangedreven door een motor zonder olie en een onderhoudsvrije zuigerspomp, heeft een netvoeding van 230V) 50 Hz en een stroomverbruik van 110 VA. Een maximum vrije luchtstroom 40l/min en heeft een non-stop werking (inschakelduur).

Specificaties

Merk	Cami
Product afmetingen	B 18 cm, H 21 cm, L 35 cm
Gewicht product	4.15 kg
Max. airflow	40 L/m
Volume bokaal	1000 ml
Normeringen	EN 60601-1-11; ISO 10079
Geluidsniveau	60.5 db
sku	1549914
Steriel	Nee
Alimentatie	Netstroom
Type container	Container met wegwerpzak
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk