

1623353 - SRT2 - Self Rehabilitation Range - incl. Kiosk



Beschrijving

Het **Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey** is dé innovatieve revalidatieoplossing voor patiënten uit uiteenlopende disciplines, waaronder **neurologie, orthopedie, geriatrie en pediatrie**. Deze veelzijdige en wetenschappelijk onderbouwde methode combineert **motorische training** met **cognitieve stimulatie** in een veilige en motiverende omgeving, waardoor het herstelproces wordt versneld en de therapietrouw toeneemt.

De Dessintey-oplossing maakt gebruik van **SRT-apparaten** die een breed scala aan oefeningen bieden, zowel gemeenschappelijk als toestel-specifiek. Hierdoor kan elke oefensessie volledig worden afgestemd op de individuele hersteldoelen van de patiënt. Dankzij de interactieve, speelse benadering blijft de therapie uitdagend en stimulerend – ideaal voor zowel zelfstandig trainen als begeleide sessies.

Kenmerken Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab 2 (SRT 2)

- **Bimanuele training:** gericht op het verbeteren van coördinatie en samenwerking tussen beide handen.
- **Minder armheffing vereist:** maakt de oefeningen toegankelijker en minder belastend voor patiënten met beperkte armmobiliteit.
- **Intensieve polstraining:** stimuleert herhaling van bewegingen en ondersteunt het herstel van polsstabiliteit en kracht.
- **Cognitief-motorische oefeningen:** combineren motoriek met geheugen, aandacht en probleemoplossing om een completere revalidatie te realiseren.
- **Veilig en gebruiksvriendelijk:** inzetbaar in **zittende of staande positie**, individueel of in groepsessies.

Uitgebreid aanbod motorische & cognitieve oefeningen

Het Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab biedt een grote variatie aan trainingsvormen die zowel fysieke functies als mentale vaardigheden stimuleren:

- **Fijne motoriek, aandacht & coördinatie**
- **Cognitieve flexibiliteit & geheugen**

- **Probleemoplossing & visuele verkenning**
- **Grote motoriek & executieve functies**
- **Visuele representatie & mentale rotatie**
- **Coördinatie, aandacht & reactiesnelheid**
- **Deductie & geheugen**

Waarom kiezen voor Dessintey?

De **SRT-technologie** van Dessintey stimuleert patiënten op een **speelse en intuïtieve manier** door middel van één of meerdere interactieve bollen, die met één of beide handen worden gemanipuleerd. Deze innovatieve aanpak combineert **motorische en cognitieve oefeningen**, waardoor zowel het lichaam als de geest worden geactiveerd.

SRT-apparaten kunnen niet alleen tijdens reguliere revalidatiesessies worden ingezet, maar ook:

- **In een zelfrevalidatieruimte**
- **Tijdens begeleide groepsessies**

De patiënt richt zich op het **uitvoeren en herhalen van bewegingen** via uitdagende cognitief-motorische activiteiten. Dankzij de **real-time weergave op het scherm** ziet de patiënt direct de impact van zijn handelingen, wat motivatie en therapietrouw verhoogt.

Met het Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey investeert u in een gepersonaliseerde, motiverende en evidence-based revalidatieomgeving. U stimuleert actieve participatie, versnelt het herstel van motorische en cognitieve functies en geeft patiënten de motivatie én de middelen om hun revalidatieproces actief in eigen handen te nemen.

Het Guided Self-Rehabilitation Lab van Dessintey is **verkrijgbaar met of zonder kiosk, en kan ook worden geleverd met twee of drie kiosken**.

Specificaties

Merk	Dessintey
sku	1623353
Type verpakking	Stuk