

1546384 - Linido eenhandig bedienbare toiletrolhouder - kunststof - wit -1 st



Beschrijving

Toiletrolhouder die met 1 hand wordt bediend waarbij het verwisselen, afrollen en afscheuren van toiletpapier mogelijk is. Past op elke opklapbare toiletbeugel LI2603.3xx, vaste toiletbeugel LI2601.0xx of wandbeugel Ergogrip vanaf 40 cm LI2611.xxx.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2618.0006-02
sku	1546384
Categorie toiletsteunen	Toebehoren toiletbeugels
Type verpakking	Stuk