

1518376 - Smartsigns Lite Plus - NIBP, P



Beschrijving

Het doel en de functie van de Huntleigh Healthcare Smartsigns® Liteplus levenstekenmonitor is het controleren van de niet-invasieve bloeddruk (systolisch, diastolisch en gemiddelde arteriële druk), de functionele arteriële zuurstofverzadiging, de polsslag bij volwassenen, kinderen en pasgeborenen en de temperatuur voor volwassenen en kinderen binnen alle gebieden van het ziekenhuis en in op ziekenhuis lijkende instellingen. Hij kan worden gebruikt tijdens ziekenhuistransport en in mobiele omgevingen over land, zoals in ambulances, binnen de specificaties van de milieukeurmerken. Er zijn verschillende configuraties beschikbaar voor dit apparaat, de afkortingen hieronder geven weer welke functionaliteiten het apparaat bezit:

- NIBP: niet-invasieve bloeddrukmeting
- P: hartslagmeter
- IP: geïntegreerde printer
- T: thermometer
- SP02: SpO2 Sensor

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Merk | Huntleigh |
| sku | 1518376 |
| Versie | NIBP, P |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| Type verpakking | Stuk |