

1574613 - Sloop katoen/polyester voor Relax standaard XL kussen - celadon - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1574613
Kleur sloop	Celadon
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk