

1546233 - Linido hangend frame voor douchestoel - rvs/wit - 1 st



Beschrijving

Hangend frame dat eenvoudig en zonder gereedschap wordt opgehangen. Kan uitsluitend gebruikt worden aan wandbeugels Ergrogrip LI2611.060, LI2611.70, LI2611.080, aan de 90° wandbeugel LI2611.015 en LI2611.025. Geschikt voor de douchezittingen LI2202.200 en LI2203.200.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2216.0014-02
Armsteunen	Nee
Rugleuning	Nee
Opklapbaar	Nee
sku	1546233
Soortgelijke producten	Nee
Categorie douchezittingen	Accessoires douchezittingen
Kleur	RVS/wit
Max. gebruikersgewicht	n.v.t
Type verpakking	Stuk