

1627173 - BD® Q-Syte™ Needle-free Connector stand-alone device - 1 x 50 pcs



Beschrijving

De BD Q-Syte™ naaldloze connector biedt optimale veiligheid dankzij het gespleten septum, dat ontworpen is om kathetergerelateerde infecties doeltreffend te verminderen.

In overeenstemming met de richtlijnen van de CDC en de INICC garandeert hij een verhoogde bescherming en vereenvoudigt hij de zorgverlening.

Het intuïtieve ontwerp zorgt voor een betrouwbare en snelle toepassing, ideaal voor veeleisende klinische omgevingen waar de veiligheid van zowel patiënt als zorgverlener centraal staat.

Specificaties

| | |
|------------------------------|---------|
| Merk | BD |
| SKU leverancier | 385100 |
| sku | 1627173 |
| | Nee |
| Steriel | Ja |
| Veiligheidsnaald | Nee |
| Veiligheidsmechanisme | Nee |
| Type verpakking | Doos |