

1560299 - SONOPULS 190 - 2 UG behandelkoppen (groot + klein)



Beschrijving

Door het compacte en ergonomische ontwerp van de Sonopuls 190 van **Enraf-Nonius**, is dit ultrageluid-apparaat een grote therapeutische en financiële aanwinst voor elke therapeut. De Sonopuls 190 is ook verkrijgbaar in combinatie met de handsfree STATUS™ pack (Sonopuls 190s).

Ultrageluid is een bewezen effectieve behandelmethode voor diverse pathologieën. Om de toepassing voor u te vereenvoudigen zijn er voorgeprogrammeerde protocollen opgeslagen in de Sonopuls 190. Deze evidence based protocollen informeren u helder en duidelijk omtrent de behandeling en stellen de parameters voor het apparaat automatisch in.

Voordelen

- 2 frequenties: 1 en 3 Mhz
- Continue en pulserende modi
- 22 voorgeprogrammeerde protocollen + 20 vrije programma's
- Krasvast helder TFT-scherm
- Ergonomische behandelkop van 5 cm² en/of 0,8cm²
- Contactcontrole met lichtindicatie
- Protocollen worden verduidelijkt met een kleurweergave van de therapeutische zone, anatomische afbeeldingen en extra info over frequentie en duur van de behandeling
- Voor thuisgebruik of in uw praktijk (met draagtas)

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1560299
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk