

1551584 - Medlance Plus Lite - 25 G x 1,5 mm - paars - 10 x 200 st



Beschrijving

Medlance® Plus Lite is een perfect apparaat voor de controle van glucoseniveaus, ontworpen voor mensen met een normale huid. De optimale penetratiediepte en naaldbreedte garanderen een efficiënte bloedafname en een hoog gebruikscomfort. 25G naald helpt bij het minimaliseren van neveneffecten van bloedafname, zoals pijn of blauwe plekken na de test.

Specificaties

Merk	HTL
Met prikpen	Nee
Lengte naald	1.5 mm
sku	1551584
Categorie glucometer	Priksystemen en lancetten
Maat	25 G x 1,5 mm
Type lancet	Veiligheidslancet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos