

## 1609403 - Elibox - inlegblister voor patient BedBox - 1st



### Beschrijving

Met de Elibox® zijn persoonlijke hulpmiddelen altijd binnen handbereik. Voor de **Elibox® patiëntenbox** zijn **bijpassende wegwerp-blisterverpakkingen** beschikbaar voor **eenmalig gebruik**.

Deze hebben speciale uitsparingen om de persoonlijke hulpmiddelen van de patiënt stevig te bevestigen.

Dankzij de praktische wegwerp-blistertrays kunnen brillen, hoortoestellen en kunstgebitten veilig en beschermd worden opgeborgen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Wiegand
<b>Samenstelling</b>	PET (polyethylene terephthalate)
<b>sku</b>	1609403
<b>Type verpakking</b>	Stuk