

1006879 - Seca 207 babymeetlat - 7 tot 99 cm - wandmontage mogelijk - 1 st



Beschrijving

Voor precieze meting wanneer een baby ligt. De meetlat kan op de verschoontafel worden vastgeschroefd (montage op de muur is ook mogelijk) of als mobiele stok worden gebruikt. Dankzij grote hoofd- en voetaanslagen is het gemakkelijk om de lengte te bepalen. De schuifmaten zijn opvouwbaar voor eenvoudige opslag. Vervaardigd van aluminium voor duurzaamheid.

- Vast hoofdstuk en soepele voetpositieschuif seca 207 ruimtebesparend en mobiel.
- Kan aan commode worden vastgemaakt of aan de wand worden gemonteerd.
- Opvouwbaar schuifmaten voor eenvoudige opslag.

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1006879
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	7 - 99 cm
Type meetlat	Demonteerbare, draagbare meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk