

1105023 - Swift tabouret - zonder rug- en armsteunen - grijs - 1 st



Beschrijving

Swift is een meermaals onderscheiden serie krukken en stoelen, ontworpen met functionaliteit en eenvoud in gedachten. De basis-douchekruk kan eenvoudig worden getransformeerd naar een volledige douchestoel, afhankelijk van de wensen van de gebruiker. Stabiel op elke vloer, de Swift heeft een unieke constructie die zich aanpast aan niet-vlakke vloeren dankzij ingebouwde flexibiteit. De zachte vloerdoppen passen zich aan de vloer aan en verzorgen een uitstekende grip. Al deze eigenschappen dragen bij aan de veiligheid van de gebruiker.

Specificaties

Merk	Etac
SKU leverancier	E81701410
Hoogteverstelbaar	Ja
Samenstelling	Aluminium/plastic
sku	1105023
Kleur	Grijs
Vorm	Rechthoekig
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk