

1605713 - Surgicel original - 5 x 35 cm - steriel - 10 st



Beschrijving

SURGICEL™ resorbeerbaar haemostaticum is een steriel resorbeerbaar gebreid materiaal dat geprepareerd is door middel van gecontroleerde oxidatie van geregenereerde cellulose. Het materiaal is wit met een enigszins bleek-gele tint en heeft een zwak karamel-achtig aroma. Het is sterk en kan worden vastgehecht of ingeknipt zonder dat het gaat rafelen.

SURGICEL™ haemostaticum wordt als ondersteuning gebruikt bij chirurgische procedures om te helpen bij de beheersing van capillaire, veneuze en kleine arteriële bloedingen wanneer ligatie of andere conventionele methoden voor beheersing onpraktisch of ondoeltreffend zijn.

Specificaties

Merk	Ethicon
Samenstelling	100% geoxideerde geregenereerde cellulose
Steriel	Ja
sku	1605713
Maat	5 x 35 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
Type verpakking	Doos