

1601722 - Keiser Air300 Leg Press



Beschrijving

De Air300 Leg Press is extreem soepel en de ideale keuze voor toepassingen in de sport en de revalidatiemarkt. De combinatie van de unilaterale bewegingen en soepele pneumatische technologie maken het de perfecte machine voor powertraining.

De aan te passen zittende houding beschermt de onderrug door deze stabiel te houden en zorgt voor een betere pre-stretch voor de glutues (bil-)spieren, waardoor deze actiever zijn tijdens de oefening. Een makkelijke instap en een grote range of motion worden bereikt door beweegbare stop om de voetplaten op hun plaats te houden bij het in- en uitstappen.

- Verhoogd weerstand bereik voor meer intensieve functionele trainingen
- Grote display dat de weerstand, sets en herhalingen weergeeft
- Bilaterale beweging voor symmetrische training

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 119.4 cm
SKU leverancier	002531BP
Weerstand	0-709 kg
sku	1601722
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk