

1600005 - Linido douchestoel zithoogte 54 cm - RVS gecoat - wit - 1 st



Beschrijving

De **douchestoel met HT-bekleding** van **Linido** is speciaal ontworpen voor zorgomgevingen en biedt optimale **veiligheid, comfort en ondersteuning** tijdens het douchen en bij transfers. Dankzij de **ergonomisch gevormde armleuningen** wordt zowel zijdelingse stabiliteit als comfortabele ondersteuning gegarandeerd. Deze armleuningen zijn stevig en bestand tegen hoge belasting, inclusief de krachten die ontstaan bij zijwaartse verplaatsingen.

Kenmerken:

- Solide, compact en hygiënisch ontwerp voor professioneel gebruik.
- Comfortabele, waterbestendige zitting en rugleuning met geïntegreerde afvoer.
- Individueel opklapbare, ergonomische armleuningen voor eenvoudige transfers.
- Stevige, waterbestendige constructie met robuust buisframe.
- Gemaakt van duurzame materialen: staal/roestvrij staal, textiel en polyurethaanschuim – bestand tegen vochtige omgevingen.
- Eenvoudig in onderhoud: schoon te maken met standaard huishoudelijke reinigingsmiddelen.
- Hoge belastbaarheid: geschikt voor gebruikers tot 200 kg.

Deze douchestoel is ideaal voor gebruik in ziekenhuizen, woonzorgcentra, revalidatie-instellingen en thuiszorg, en draagt bij aan de **veiligheid en zelfstandigheid van patiënten** tijdens persoonlijke hygiëneroutines.

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	H 54 cm
SKU leverancier	LI2139.0004-02
Samenstelling	RVS gecoat
sku	1600005
Wielen	Nee
Categorie toilet of douche	Douchestoel
Kleur	Wit
Max. gewicht volwassene	150 kg
Type verpakking	Stuk