


1543262 - Foley - 2-wegs verblijfsondes - met ballon 5 - 10 ml - silicone - 40 cm - Ch 14 - groen - 1 x 10 st



Beschrijving

De Foley verblijfsonde van Dahlhausen met ballon bestaat uit een schat met dubbel lumen met een proximale kegeltrechter, een ventiel en een distale blokkeringsballon. De sonde wordt gebruikt voor gecontroleerde blaasverwijdering en postoperatieve drainage en kan zowel voor vrouwen als mannen gebruikt worden. De grootte van de katheters in CH en mm staat op de katheters vermeld, evenals het vulvolume van de ballon. De opstelling van de ogen is tegenover elkaar, de sonde is vrij van latex. Deze silicone verblijfsondes hebben een gebruiksduur van maximaal 6 weken.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Steriel	Ja
Lengte sonde	40 cm
Samenstelling	Silicone
Latex vrij	Ja
sku	1543262
Diameter sonde	Ch 14
Geslacht	Unisex
Kleur	Groen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos