

1558310 - Mosys linnenwagen - 15 vakken - 2 telescopische kledingrails - 910 x 455 x 1750 mm - 1 st



Beschrijving

MOSYS systeem in verchromd staal - gemakkelijk te monteren systeem zonder gereedschap - in hoogte verstelbare planken om de 25 mm

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 91 cm, H 175 cm
Product diepte	455 mm
sku	1558310
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk