

## 1511071 - Onderzoekslamp LED 120F - plafondbevestiging - veer arm - exclusief verankeringsring - 1 st



### Beschrijving

Zeer krachtige onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurweergave. Dit is zeer kenmerkend voor het vooraanstaande merk **Dr. Mach**. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtstelsel R86, een koudlichtreflector met warmtefilter.

#### Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave index Ra: 86
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte: 14 cm
- Diameter lamp: 15 cm
- LED lamp 40 Watt

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Dr. Mach                     |
| <b>Focusregeling</b>              | Ja                           |
| <b>Diameter lamp</b>              | 29 cm                        |
| <b>Aantal LED's</b>               | 12                           |
| <b>Lichtintensiteit</b>           | 50 lux                       |
| <b>Lichtveldgrootte</b>           | 13 tot 18 cm                 |
| <b>Touchless bediening</b>        | Nee                          |
| <b>Lengte van de arm</b>          | 170 cm                       |
| <b>sku</b>                        | 1511071                      |
| <b>Normeringen</b>                | EN ISO 13485:2016            |
| <b>Categorie onderzoekslampen</b> | Onderzoekslamp               |
| <b>Model onderzoekslamp</b>       | Plafondmodel                 |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |