

1511071 - Onderzoekslamp LED 120F - plafondbevestiging - veer arm - exclusief verankeringsring - 1 st



Beschrijving

Zeer krachtige onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurweergave. Dit is zeer kenmerkend voor het vooraanstaande merk **Dr. Mach**. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtstelsel R86, een koudlichtreflector met warmtefilter.

Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave index Ra: 86
- Kleurtemperatuur 4300 K
- Lichtveldgrootte: 14 cm
- Diameter lamp: 15 cm
- LED lamp 40 Watt

Specificaties

Merk	Dr. Mach
Focusregeling	Ja
Diameter lamp	29 cm
Aantal LED's	12
Lichtintensiteit	50 lux
Lichtveldgrootte	13 tot 18 cm
Touchless bediening	Nee
Lengte van de arm	170 cm
sku	1511071
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Categorie onderzoekslampen	Onderzoekslamp
Model onderzoekslamp	Plafondmodel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk