

1004118 - Velcromanchet + long met 2-in-1 slang - volwassenen - 1 st



Beschrijving

Velcromanchet die geschikt is voor alle digitale bloeddrukmeters van **Boso**. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare en nauwkeurige meetresultaten.

Specificaties

Merk	BOSO
Compatibel met	Boso Classico; Boso Classic
Bereik armband bloeddrukmeter	22 - 32 cm
sku	1004118
Doelgroep	Volwassenen
Maat armband	M
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk