

1600759 - WelchAllyn Diagnostic MacroView set - 1 st



Beschrijving

Verleg uw grenzen met deze digitaal geavanceerde 3,5V diagnostische otoscoop met uitzonderlijk breed gezichtsveld. De vernieuwde MacroView combineert een vertrouwd ontwerp met baanbrekende beeldkwaliteit die u simpelweg gezien móét hebben.

Dankzij een tot 2,5 keer groter kijkgebied krijgt u een ongeëvenaarde inkijk in het oor, waardoor u sneller en nauwkeuriger kunt onderzoeken. De krachtige en duurzame LED-verlichting zorgt samen met de Welch Allyn LumiView Clear wegwerp-oorspecula voor een spectaculaire verbetering in zichtbaarheid.

Het resultaat? Tot wel 8 keer helderdere beelden in vergelijking met traditionele zwarte oorspecula.

Kies voor helderheid, precisie en vertrouwen bij elke diagnose.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1600759
Handvat otoscoop	Oplaadbaar handvat
Vergroting	5 x
Verlichting	LED
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Set