

1543540 - MG 70 klopmassageapparaat - infrarood - 1 st



Beschrijving

Infraroodmassage apparaat heeft een doordringende massage dat je helpt om je te ontspannen. Hij is zeer veelzijdig dankzij de afneembare handgreep, de infraroodwarmte is apart te selecteren. Met 2 verwisselbare opzetstukken en 2 functieniveau's, een afneembaar en antislip soft-touch materiaal.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 11.5 cm, H 11 cm, L 40 cm
SKU leverancier	64905
Vermogen	22 W
Warmtefunctie	Nee
Infraroodwarmte	Ja
Massage programma's	1
Aantal functies	2
Aantal massagekoppen	2
sku	1543540
Voeding	Netvoeding
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk