

## 1610958 - Molift® Assist Belt Transfer Pro - L/XL



### Beschrijving

Molift® Assist Belt Transfer Pro ondersteunt het werk van de verzorger bij het helpen van de gebruiker tot een staande positie.

Assist Belt ondersteunt het werk van de verzorger bij het assisteren van de cliënt in staande positie. De riem kan door één of twee verzorgers worden gebruikt. De riem wordt op de billen of rond de taille geplaatst bij de transfer van/naar het toilet. De veiligheidsband kan gewassen worden in de wasmachine tot 80\* en mag ook in de droogtrommel tot 60°.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Molift
<b>sku</b>	1610958
<b>Compatibel met</b>	Molift Transfer Pro
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk