

1003334 - Idealbinde® - korte rek windel - cello - 8 cm x 5 m - 1 st



Beschrijving

L&R Idealbinde® korte rekwindel cello is gripvast, gemaakt van 100% katoen en is daarom aangenaam luchtdoorlatend en huidvriendelijk. Het gripvaste weefsel biedt goed houvast voor de wikkelingen, biedt ook een slipvaste ondersteuning. De windel is textielelastisch en geschikt voor sterke compressie van extremiteiten in de flebologie en lymfologie. Bovendien wordt het gebruikt voor pre-, intra- en postoperatieve trombosepreventie en ondersteuning en ontlasting bij distorsies en contusies en als sportbandage. Verder wordt het gebruikt ter behandeling van peesschedeontstekingen en ter fixatie van spalken. De windel kan gewassen worden op 95°.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	100% katoen
Steriel	Nee
Zelfklevend	Nee
sku	1003334
Kleur	Wit
Maat	8 cm x 5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk