

## 1543501 - IL 50 infraroodstraler 300 W - 1 st



### Beschrijving

Infraroodlamp is ideaal bij verkoudheden en spierspanningen en geeft een rustgevende warmte af. Heeft een verstelbare kap, een timer met automatische uitschakeling en een individuele instelbare behandeltijd.

#### Voordelen

- Verstelbaar 0-50°
- 100% UV-blocker
- Keramische gasplaat
- Bescherming tegen oververhitting

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 27 cm, H 28.5 cm, L 19.5 cm
<b>SKU leverancier</b>	61900
<b>Vermogen</b>	300 W
<b>CNK-code</b>	CNK 2851-277
<b>sku</b>	1543501
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk