

## 1103160 - Linnenzakhouder 2 aan 2 voor 4 linnenzakken - 4 deksels - pedaalbediening - wasty - 1 st



### Beschrijving

linnenzakhouder van **France Hospital**, een wasgoedverzamelaars bestaande uit een structuur in roestvrij stalen buis  $\varnothing$  20 mm met zwenkwielen,  $\varnothing$  80 / 100 mm en 4 rubberen bumpers. Zakhouder in nylon, met een ring voor het bevestigen van zakken in roestvrij staal, scharnier in kunststof, geïntegreerd op de zakhouder. Deksel in polypropyleen verkrijgbaar in 5 kleuren: wit (1545852), groen (1576755), rood (1545856), blauw (1560302) en geel (1576756). Kleuren door te geven bij bestelling.

## Specificaties

<b>Merk</b>	France Hopital
<b>Product afmetingen</b>	B 1576 cm, H 980 cm
<b>Bijpassend deksel</b>	1545852(wit); 1545856(rood); 1560302(blauw); 1576756(geel); 1576755(groen)
<b>Pedaalbediening</b>	Ja
<b>Product diepte</b>	600 cm
<b>Aantal wielen</b>	4
<b>Afvalzakhouder</b>	Ja
<b>Aantal deksels inbegrepen</b>	4
<b>sku</b>	1103160
<b>Compositie zakken</b>	2 x 2 (in vierkant)
<b>Configuratie vuile was</b>	4 zakken
<b>Materiaal</b>	RVS
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk