

## 1552207 - TENSMED - S84



### Beschrijving

Een toestel voor transcutane elektrische zenuwstimulatie. Tensmed van Enraf-Nonius is de beste keuze voor de professionele behandeling van pijnklachten en voor spierstimulatie. Bestaat in 2-kanaals (Tensmed S82) en 4-kanaals (Tensmed S84).

De TENSMED S84 is een elektrostimulator met vier kanalen en een duidelijk leesbaar LCD-scherm.

Met dit krachtige apparaat kunt u tot vier grote spiergroepen of verschillende pijngebieden tegelijk stimuleren. Of tegelijkertijd bilaterale behandelingen uitvoeren (bijvoorbeeld de linker en rechter m. quadriceps).

### Voordelen

- Programma's: 250 specifieke programma's
- Eenvoudig programmamenu: maak snel nieuwe TENS of NMES programma's aan of pas de bestaande programma's aan met behulp van de verschillende stimulatieparameters
- Syncro-stim: verhoog/verlaag de intensiteit van alle 4 kanalen tegelijkertijd met slechts een knop.
- My Trainer geeft aan hoe de elektroden correct geplaatst moeten worden
- Programmeerbaar: 15 vrije geheugenposities voor het aanmaken en opslaan van eigen TENS en NMES-programma's
- Quick menu: snelle toegang en eenvoudige navigatie naar functionele neuromusculaire stimulatieprogramma's: 'Actie Direct', 'FES Direct' en 'NMES Direct'
- Multi-user tot 10 verschillende gebruikers kunnen een bibliotheek van gepersonaliseerde programma's aanmaken en opslaan in het 'Favorites' en 'Laatste 10' geheugen

## Specificaties

<b>Merk</b>	Enraf-Nonius
<b>Bebat tax</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1552207
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk