

1532230 - Velcromanchet + long met 1 slang - kinderen - 1 st



Beschrijving

Geschikt voor alle handmatige bloeddrukmeters van boso. De juiste manchet is belangrijk voor betrouwbare meetresultaten. Daarom bevat het boso assortiment ook de optimale manchet voor baby's en kinderen.

Specificaties

Merk	BOSO
Compatibel met	Boso Clinicus I
Bereik armband bloeddrukmeter	14 - 21 cm
sku	1532230
Doelgroep	Kinderen
Maat armband	S
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk