

## 1623363 - Wasbare onderlegger Deluxe Transfer - 4-laags met flap - wit/blauw - 190 x 85 cm - 1 st



### Beschrijving

Absorberende 4-laagse onderlegger met transfer handvaten die tot 4,50 l/m<sup>2</sup> vocht opneemt. Deze is vervaardigd uit 100% sneldrogend polyester. De Fico onderlegger is wasbaar op 90°C maar voor een veel langere levensduur raden we 60°C. Wassen op deze temperatuur geeft een levensduur van ruim 300 wasbeurten. OEKO-TEX gecertificeerd.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	B 85 cm, L 190 cm
<b>sku</b>	1623363
<b>Wasbaar</b>	90 °C
<b>Wasbaar/Wegwerp</b>	Wasbaar
<b>Type verpakking</b>	Stuk