

1603623 - 3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat I.V. chirurgische kleefpleister - 10 x 12 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

3M™ Tegaderm™ CHG Chloorhexidinegluconaat I.V. chirurgische kleefpleister is een alles-in-één antimicrobieel en transparant CHG-gelpad verband. Het wordt gebruikt om de insteekplaats te bedekken en te beschermen en om hulpmiddelen op de huid te bevestigen. Bovendien biedt het onmiddellijke en continue antimicrobiële bescherming zonder dat er vocht nodig is voor activering en is het bewezen dat het katheter-gerelateerde bloedbaaninfecties (CRBSI's) en katheterkolonisatie vermindert.

Voordelen

- Ontworpen om te voorkomen dat de katheter beweegt en loskomt. Helpt katheters op hun plaats te houden met een grote fixatiestrip en een aanpasbare sleutelgatinkeping
- Eenvoudig en consistent aanbrengen dankzij het geïntegreerde ontwerp
- Het aanbrengkader garandeert een nauwkeurige en eenvoudige positionering en zorgt ervoor dat het verband minder snel aan handschoenen of zichzelf kleeft
- De transparante film en gelpad zorgen ervoor dat de opening voortdurend zichtbaar is, zodat vroege tekenen van infectie eenvoudig te herkennen zijn
- Draagtijd tot wel 7 dagen
- Ademend verband maakt vochtafvoer van de huid mogelijk
- Biedt een waterdichte en steriele barrière tegen externe contaminanten, waaronder vloeistoffen, bacteriën en virussen

Specificaties

SKU leverancier	1658R
Kompres	Ja
sku	1603623
Steriel	Ja
Kleur	Wit
Maat	10 cm x 12 cm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse III
Type verpakking	Doos