

1575264 - TERGUMED 710 - Latero Flexion



Beschrijving

Een concept voor biomechanische verantwoorde, medische test en training binnen de rugrevalidatie. Evidence-based back training concept met real-time monitoring voor iedere patiënt op ieder oefentoestel.

Kenmerken Tergumed® 710 Latero Flexion

- Afmetingen (LxBxH): 121/92/163 cm
- Totaalgewicht: 320 kg
- Quick Start en Powertraining voor snel gebruik van software
- Visuele feedback met een sinusöide die de amplitude en de bewegingssnelheid bepaalt. Andere curves zijn ook mogelijk instelbaar
- Reproduceerbare positionering van de patiënt dankzij opslag van positioneringsdata in de software
- Traploze hydraulische/elektrische verstelling van de zithoogte
- Laserpointer voor juiste biomechanische positionering
- Continue afstelling van de hoogte van de lumbale stabilisator
- Continue regelbare hoogte van de zijdelingse stabilisatie van de heup
- Regelbaar startpunt in stappen van 10°
- Ultrason sensor voor detectie van correcte belasting
- Belasting van 0-84 kg in stappen van 1 kg
- SmartPanel draaibaar en inclineerbaar in zicht van de patiënt
- Sensor voor isometrisch testen en trainen
- Sensor voor testen en trainen van ROM
- Matglas afscherming gewichten

Smart assist ISO RFID niet inbegrepen.

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1575264
Max. gewicht volwassene	180 kg
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk