

1600272 - Sonicaid FD1 Digitale, Foetale Doppler - audio en FHR - vaste sonde 2MHz



Beschrijving

Digitale **Huntleigh** Dopplers met weergave van foetale hartslag met vaste waterdichte sonde van 2MHz of 3MHz.

Voordelen

- Compact en lichtgewicht ontwerp voor gemakkelijke draagbaarheid
- Groot LCD scherm met hoog contrast van FHR in GROTE cijfers
- Gecombineerde Power ON/OFF/Volume controle voor optimaal gebruiksgemak
- Zeer gevoelige sondes voor maximale prestaties in een grote verscheidenheid van klinische toepassingen en procedures
- Ondersteunt 2MHz en 3MHz waterdichte sondes geschikt voor gebruik bij watergeboorte
- Gemakkelijk te reinigen probes voor verbeterde infectiecontrole
- AA batterijen: hoger gebruiksgemak en lange termijn kosteneffectiviteit

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1600272
Frequentie sonde	2MHz
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk