

1543300 - Meetlat muurmodel - 105 tot 210 cm - 1 st



Beschrijving

Deze ruimtebesparende medische hoogtemeter voor wandmontage is zeer praktisch dankzij zijn eenvoudige wandmontagesysteem. Hij maakt een snelle aflezing van de meting mogelijk met behulp van een opklapbare schuif en een nauwkeurigheid van de hoogte tot op de millimeter.

Specificaties

Merk	Soehnle
Telescopisch	Ja
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1543300
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	105 - 210 cm
Type meetlat	Muurmeetlat
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk