

1546251 - Linido vaste beugel 80 cm - staal gecoat - wit - 1 st



Beschrijving

Vaste toiletbeugel met buis diameter 28,6 mm, uitgevoerd in metaal met witte epoxy coating. Verticale statische belasting van maximaal 150 kg, zijwaartse statische belasting van maximaal 100 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2601.0801-02
sku	1546251
Categorie toiletsteunen	Vaste toiletsteunen
Kleur	Wit
Lengte toiletbeugels	800 mm
Materiaal	Staal gecoat
Maximale horizontale belasting	150 kg
Maximale zijwaartse belasting	100 kg
Type verpakking	Stuk