

1559456 - Linido zwembad/takelstoel met voetsteunen - zithoogte 49 mm - RVS gepolijst - 1 st



Beschrijving

De **zwembadstoel** is ontworpen voor **veilig en comfortabel gebruik in natte omgevingen** zoals badkamers en zwembaden. Uitgerust met **vier roestvrijstalen zwenkwielen** (ø125 mm) met dubbele rem voor maximale stabiliteit tijdens transfers. De **zelfrijdende variant** heeft daarnaast twee grote **aandrijfwielen** (ø24") met hoepel en rem.

De **ergonomische armleggers** bieden ondersteuning bij zitten, opstaan en transfers. Ze zijn **individueel opklapbaar**, bestand tegen zijwaartse belasting en ontworpen om beknelling van huid, vingers of haren te voorkomen.

De **voetsteunen** zijn **symmetrisch in hoogte verstelbaar** en voorzien van opklapbare voetplaten voor extra gebruiksgemak.

Belangrijkste voordelen:

- Duurzame materialen en afwerking, geschikt voor natte ruimtes
- Veilig en stabiel dankzij zwenkwielen met dubbele rem
- Comfortabele, opklapbare armleggers met anti-bekneldesign
- Verstelbare, opklapbare voetsteunen voor optimale ondersteuning
- Mobiel ontwerp maakt transfers mogelijk tot aan of zelfs in het water
- Geschikt voor tilliften dankzij geïntegreerde takelogen

? Ideaal voor zwembaden, zorginstellingen en revalidatie

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 65 cm, H 96 cm
SKU leverancier	LI2142.1087-00
Samenstelling	Kunstof en RVS
sku	1559456
Wielen	Ja
Categorie toilet of douche	Douchestoel
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk