

1552188 - SONOPULS 492 - 2 UG behandelkoppen



Beschrijving

Het topapparaat van de 4-serie van **Enraf-Nonius** die u in staat stelt om ultrageluidtherapie, elektrotherapie en combinatietherapie toe te passen. Compleet, praktisch, snel en rationeel.

Met frequenties van 1 MHz of 3 MHz, een behandelkop van 0,8 cm² en/of 5 cm² en meer dan 25 stroomvormen per kanaal, is de sonopuls 492 het apparaat dat u nodig heeft bij uw behandeling van fysiotherapie.

Voordelen

- Mogelijkheid tot 3 gelijktijdige therapieën (Ultrageluid+pijnstillend+spierversterkend)
- Alle informatie die u nodig heeft, wordt duidelijk weergegeven op het TFT-kleurentouchscreen
- Vereenvoudigde keuze van parameters dankzij voorgeprogrammeerde evidence based klinische protocollen
- De grafische hulpschermen waarin lokalisaties en anatomische representaties worden weergegeven verzekeren u van een correcte uitvoering van de therapie
- Dankzij de batterij (optioneel) kan dit apparaat niet alleen in de praktijk worden gebruikt, maar ook bij de patiënt thuis
- Lichtring van 360 graden voor de contactcontrole
- Naast de opgeslagen standaard behandelprotocollen kan u uw eigen protocollen (inclusief sequentiële programma's) opslaan indien u dat wenst

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552188
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk