

## 1601237 - Schiller Fred Easyport Plus Auto - Fully-automatic - Nederlandstalig



### Beschrijving

Met de Fred® Easyport® Plus hebt u altijd en overal een AED bij de hand. De meeneem-defibrillator is extreem gemakkelijk in gebruik dankzij de 1-2-3 workflow en de duidelijke aanwijzingen op het kleurenscherm. Dankzij het lichte gewicht van 780 gram, de beperkte afmetingen en de uitgebreide functionaliteiten is deze AED een uitstekende eerste keuze voor zowel zorgverleners als iedereen die een mobiel gebruik wenselijk acht.

De meeneem-defibrillator is beschikbaar in drie versies om aan alle gebruikersniveaus te voldoen. De **AED Auto** is de volautomatische versie, (blauwe cover) die geen actie vereist van de hulpverlener. Een schok wordt toegediend zodra het apparaat dit aanbeveelt.

- Kleinste AED ter wereld
- Ultra compact
- Zeer licht
- Eenvoudige bediening
- 3 stappen: Start - Analyse – Schok
- 200 J
- Auditieve en visuele begeleiding
- ECG weergave (standaard)
- Zelfde pads voor adult en kinderen

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Schiller                     |
| <b>sku</b>                  | 1601237                      |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |