

1510520 - WelchAllyn bureaustatief voor ProBP 3400 bloeddrukmeter handmodel - 1 st



Specificaties

Merk	WelchAllyn
Compatibel met	Met deze praktische digitale upgrade, een slimme keuze voor klinici in elke omgeving, worden bloeddrukmetingen op een eenvoudigere manier uitgevoerd. SureBP™ NIBP-technologie , leest de bloeddruk af terwijl de manchet in ongeveer 15 seconden snel en comfortabel wordt opgeblazen om het knijpen te vergemakkelijken wanneer metingen langer duren. De ProBP 3400 is een bloeddrukmeter die werkt bij een breed scala aan patiënten, met bloeddrukmanchetten voor kinderen tot en met grote volwassenen.
sku	1510520
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk