

1010723 - 3M™ Tegaderm™ + pad - 5 x 7 cm - 1 x 50 st



Beschrijving

3M™ Tegaderm™ +Pad chirurgische kleefpleister met kompres met niet-klevend pad is een handig alles in één steriel verband. Het is een ademende film die een goede balans heeft tussen waterdamp en zuurstof, zo is het verband makkelijk aan te brengen. Onze pads zijn waterdicht waardoor douchen of baden mogelijk is zonder het verband te verwijderen, ze blijven 4 dagen plakken ook na contact met water. De Pad is gehecht aan een groter, dun transparant filmverband, om te zorgen voor een normaal wondgenezingsproces met minder pijn en trauma. De niet-klevende Pad kleef plakt niet aan de wond.

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	PU
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
Latex vrij	Ja
sku	1010723
Steriel	Ja
Kleur	Transparant
Maat	5 x 7 cm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos