

1622527 - Beademingsballon kinderen - PVC - eenmalig gebruik - 550ml - set masker 2/3 + O₂ beademingsballon 2500 ml



Beschrijving

Dahlhausen reanimatieballon voor eenmalig gebruik – compleet met masker en overdrukventiel.

De Dahlhausen reanimatieballon (bag valve mask) voor kinderen is speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik en biedt veilige, gecontroleerde beademing dankzij het ingebouwde overdrukventiel. Deze hoogwaardige set wordt compleet geleverd in een praktische en herbruikbare ritstas – ideaal voor noodgevallen, EHBO-koffers en professionele medische toepassingen.

Inhoud van de set (kinderen):

- 1 masker maat 2
- 1 masker maat 3
- 1 zuurstofreservoir
- 1 zuurstofslang van 200 cm
- 1 manuele reanimator (handmatige beademingsballon)

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Normeringen	EN ISO 13485:2016
sku	1622527
Doelgroep ss	children
Pvc	Ja
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk