

1561285 - Linido verrijdbare douche-toiletstoel heavy duty - 1 st



Beschrijving

De **Heavy Duty douchestoel van Linido** is speciaal ontworpen voor zwaardere gebruikers tot **300 kg**. Dankzij het **versterkte frame**, extra **zitbreedte (600 mm)** en robuuste materialen biedt deze verrijdbare stoel optimale **veiligheid, comfort en ondersteuning** tijdens douchen of toiletgebruik.

De stoel is voorzien van een zachte **open toiletzitting**, ergonomische **HT-beklede rug- en voetensteun**, en **individueel opklapbare armleuningen** met automatische vergrendeling. De in hoogte verstelbare, doorlopende voetensteun garandeert extra beenondersteuning.

Met **vier zwenkwielen (Ø125 mm)** met dubbele rem is de stoel **gemakkelijk te verplaatsen** en stabiel in gebruik. Geschikt voor gebruik boven het toilet of losstaand met ondersteek of emmer.

Belangrijkste kenmerken:

- Voor gebruikers tot **300 kg**
- Versterkt, stabiel buisframe
- Brede zitting (600 mm) met open voorzijde
- Ergonomische HT-bekleding (rugo- en voetensteun)
- Armleuningen met automatische vergrendeling
- In hoogte verstelbare voetensteun
- Duurzame zwenkwielen met remmen
- Eenvoudig te reinigen, geschikt voor vochtige omgevingen

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 65 cm, H 104 cm, L 94 cm
SKU leverancier	LI2137.5211-02
sku	1561285
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk