

1525311 - 3M™ Red Dot™ klefelektroden Sontara volwassenen - 6 cm diameter - 50 st



Beschrijving

Ronde monitoringelektroden met zachte doek voor ECG-monitoring of met Micropore®-tape-steun. Deze elektroden zijn ontworpen voor algemene of langdurige klinische situaties. De Micropore® chirurgische tape-rugzijde en de zachte doekrugzijde zijn ademend, rekbaar en conform, en zijn zacht voor de huid voor meer comfort voor de patiënt. De gepatenteerde vaste gel dringt snel in de huid, waardoor hoogwaardige, ononderbroken sporen mogelijk zijn. Het lage chloridegehalte van de gel minimaliseert huidirritatie voor meer comfort voor de patiënt.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	Zilverchloride op linnen
sku	1525311
Soortgelijke producten	Ja
Doelgroep	Volwassenen
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Zak