


## 1575992 - 3M™ Littmann® cardiology IV™ stethoscoop regenboog - pruim - zwart - 1 st



### Beschrijving

De **3M™** Littmann® cardiology IV™ stethoscoop is ontworpen voor medici die superieure akoestische kwaliteit en veelzijdigheid hoog in het vaandel hebben staan. Het vernieuwde ontwerp is voorzien van een instelbaar membraan aan elke zijde van het borststuk.

## Specificaties

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                   | 3M™                          |
| <b>Gewicht product</b>        | 0.177 kg                     |
| <b>Digitaal</b>               | Nee                          |
| <b>Verstelbaar membraan</b>   | Ja                           |
| <b>Lengte slang</b>           | 69 cm                        |
| <b>Samenstelling</b>          | Epoxy glasvezel              |
| <b>sku</b>                    | 1575992                      |
| <b>Kleur steel</b>            | Pruim                        |
| <b>Akoestische prestaties</b> | 9-10                         |
| <b>Binaurale constructie</b>  | Dubbele slang                |
| <b>Kleur</b>                  | Zwart                        |
| <b>Technologie borststuk</b>  | Dubbelzijdig                 |
| <b>Toepassing</b>             | Cardiologie                  |
| <b>Type stethoscoop</b>       | Cardiology IV                |
| <b>Europese Regelgeving</b>   | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>        | Stuk                         |