

1539435 - MaiMed®-porefix - 10 x 20 cm - steriel - 1 x 25 st



Beschrijving

MaiMed® - porefix is een non-woven verband met hypoallergene polyacrylaatlijm, geschikt voor de gevoelige huid. Het zachte verband is flexibel, latexvrij en luchtdoorlatend. Dankzij de elasticiteit past het zich aan aan de vorm van het lichaam. Het verband absorbeert goed en hecht zich niet aan de wond.

Voor uitwendige afdekking van verwondingen en post-operatieve wonden. Het kan makkelijk en pijnloos verwijderd worden na gebruik.

Specificaties

Merk	Maimed
Samenstelling	Non-woven 100% polyester met polyacrylaat kleeflaag
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
Latex vrij	Ja
sku	1539435
Steriel	Ja
Kleur	Wit
Maat	10 x 20 cm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos