

1560688 - COMPASS 600 - Chest Press/Rowing



Beschrijving

Krachtraining voor de borst en rug met 0 tot 84 kg trainingsgewicht met stappen van 1 kg. Het is mogelijk om de hoogte van het zitvlak te verstellen, alsook de startpositie van het apparaat. Het apparaat kan zowel met één als twee armen gebruikt worden. Geschikt voor mensen met een gewicht tot 200 kg.

Specificaties

Merk	Proxomed
sku	1560688
Model	Chest Press/Rowing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk