

1523568 - Patronen N2O - 23,5 g - voor CryoPen B - 6 st



Beschrijving

Een doos van 6 patronen van 23,5 gram N2O geschikt voor de CryoPen B. Eenmaal doorboord zal de druk gedurende vele weken zonder verlies blijven. Opslag bij kamertemperatuur.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
sku	1523568
Categorie cryotherapie	Patronen
Compatibel met	CryoPen B
Grammage N2O patronen	23,5 gram (voor 300 sec)
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos