

## 1540150 - Handschoendispenser - 3-delig - muurbevestiging - 1 st



### Beschrijving

Wandhouder van hoge kwaliteit voor het ideaal en praktisch opbergen van handschoendozen en voor het eenvoudig uittrekken van handschoenen. Geschikt voor 3 dozen.

### Specificaties

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Merk</b>               | Maimed                 |
| <b>Product afmetingen</b> | B 24.6 cm, H 41 cm     |
| <b>Product diepte</b>     | 8.1 cm                 |
| <b>Aantal dozen</b>       | 3                      |
| <b>Samenstelling</b>      | Acryl resin            |
| <b>Normeringen</b>        | ISO 13485:2016         |
| <b>sku</b>                | 1540150                |
| <b>Type dispenser</b>     | Dispenser handschoenen |
| <b>Kleur</b>              | Transparant            |
| <b>Type verpakking</b>    | Stuk                   |