

1540150 - Handschoendispenser - 3-delig - muurbevestiging - 1 st



Beschrijving

Wandhouder van hoge kwaliteit voor het ideaal en praktisch opbergen van handschoendozen en voor het eenvoudig uittrekken van handschoenen. Geschikt voor 3 dozen.

Specificaties

Merk	Maimed
Product afmetingen	B 24.6 cm, H 41 cm
Product diepte	8.1 cm
Aantal dozen	3
Samenstelling	Acryl resin
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1540150
Type dispenser	Dispenser handschoenen
Kleur	Transparant
Type verpakking	Stuk