

1558930 - 3M™ Red Dot™ ECG kleefelektroden - 2,2 x 3,2 cm - 100 st



Beschrijving

3M™ ECG kleefelektroden in rust voor éénmalig gebruik met een geleidende kleeflaag. Voor gebruik met pincetklemmen.

Voordelen

- De tab-versie heeft een drukgevoelige geleidende kleeflaag die gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen is. Ze biedt snel een optimaal huidcontact voor een nauwkeurige registratie.
- Röntgendoorlaatbaar om het vervangen of verwijderen van elektroden tot een minimum te beperken voor de meeste radiologische beeldvormingstoepassingen.
- Extra grote tabs om het hanteren en het aanbrengen te vergemakkelijken.
- Semi-rigide ruglaag vermindert roll-off en beperkt het omhoogkomen van de elektrode.
- Latexvrij voor de veiligheid van patiënt en gezondheidswerker

Specificaties

Merk	Solventum
Samenstelling	Papierentape met microporiën
sku	1558930
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Zak